

































































# Stabilis



								
Melphalan	0,2 mg/ml			-20°C		72		160
Melphalan	0,2 mg/ml			20°C		12		160
Melphalan	0,2 mg/ml			23°C		5		160
Melphalan	0,2 mg/ml			26°C		3		160
Melphalan	0,2 mg/ml			4°C		48		160
Melphalan	2 mg/ml			23°C		4		160
Melphalan	2 mg/ml			26°C		3		160
Netilmicin sulfate	3 mg/ml			25°C		7		1200
Netilmicin sulfate	3 mg/ml			4°C		7		1200



# Dictionnaire

 Listes récapitulatives	 Stabilité des solutions
 Solvant	 Chlorure de sodium 3%
 Molécule	 Concentration
 Contenant	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Bibliographie	 Polyvinyl chlorure
 A l'abri de la lumière	 Heure
 Lumière	 Verre
 Non précisée	 Jour
 Dictionnaire	